


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Proteína Ligadora De Vitamina D Para Wb, Elisa - P02774

Número do item: CM0003669



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à proteína ligadora de vitamina D humana (DBP, GC, GcMAF). Adequado para Western blot e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Para pesquisa sobre transporte de vitamina D, eliminação de actina e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Proteína Ligadora de Vitamina D
Observações/Apelido	DBP; VDB; GRD3; VDBG; VDBP; GcMAF; DBP/GC; Gc-MAF; DBP-maf; HEL-S-51; Proteína Ligadora de Vitamina D
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2638
GeneID	2638
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 305-474 da proteína ligadora de vitamina D humana (NP_000574.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02774
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de Gelo