


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Proteína De Ligação À Vitamina D Para Wb, Elisa - P02774

Número do item: CM0028263



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Proteína de Ligação à Vitamina D humana (DBP/Gc). Validado para WB e ELISA, reage com DBP humana e de rato. Adequado para estudos de transporte de vitamina D e função imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Proteína de Ligação à Vitamina D
Observações/Apelido	DBP; VDB; GRD3; VDBG; VDBP; GcMAF; DBP/GC; Gc-MAF; DBP-maf; HEL-S-51; Proteína de Ligação à Vitamina D
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2638
ID do Gene	2638
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 324-493 da Proteína de Ligação à Vitamina D humana (NP_001191236.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P02774
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de gelo