

Anticorpo Policlonal Anti-Vitronectina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04004

Número do item: CM0019344



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Vitronectina humana, validado para WB, IHC-P e ELISA; detecta proteínas humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de adesão celular e via do complemento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Vitronectin Rabbit pAb
Observações/Apelido	VN; V75; VNT; Vitronectin
Espécie	Humano
GeneID	7448
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 364-478 da Vitronectina humana (NP_000629.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04004
Peso Proteico	54 kDa
Envio	Em saco de gelo