

Anticorpo Monoclonal Anti-Vitronectina (Proteína S, V75) Para Wb, Elisa - P04004

Número do item: CM0011606



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Vitronectina humana (Proteína S, V75). Validado para WB e ELISA. Ideal para investigar adesão celular, inibição do complemento e biologia da matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho para Vitronectina
Observações/Apelido	VN; V75; VNT; Vitronectina
Espécie	Humana
GeneID	7448
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 379-478 da Vitronectina humana (P04004).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P04004
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo