

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vnn1 Para Wb E Elisa - 095497

Número do item: CM0028438



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o VNN1 humano (Panteteinase), adequado para aplicações de WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Útil para estudar a reciclagem de ácido pantotênico e vias inflamatórias.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | VNN1 p pAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Apelido | HDLCQ8; Tiff66; VNN1                                                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (humano)     | 8876                                                                                                                       |
| GeneID              | 8876                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-415 do VNN1 humano (NP_004657.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                         |
| SWISS               | 095497                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 57kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                              |