


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fator De Von Willebrand (Vwf) Para Wb/Ihc-P/Elisa - P04275

Número do item: CM0013555



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o fator de von Willebrand (VWF) humano, com imunógeno correspondente aos aminoácidos 2645-2813. Validado para WB, IHC-P e ELISA. Adequado para pesquisas sobre hemostasia e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Fator de von Willebrand (VWF), pAb de coelho
Observações/Alcunha	VWD; F8VWF; fator de von Willebrand (VWF)
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7450
GeneID	7450
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2645-2813 do fator de von Willebrand (VWF) humano (NP_000543.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P04275
Peso da proteína	309 kDa
Envio	Bolsa de gelo