

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vprbp Para Wb, Elisa - Q9Y4B6

Número do item: CM0020493



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra VPRBP humano (DCAF1), um recetor de substrato do complexo ligase E3 CUL4A-RBX1-DDB1. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com rato. Adequado para estudos do ciclo celular, epigenética e interações hospedeiro-vírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VPRBP Rabbit pAb
Observações/Alíás	RIP; VPRBP
Espécie	Humano
ID do Gene	9730
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1058-1396 do VPRBP humano (NP_055518.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q9Y4B6
Peso Proteico	118kDa/168kDa/169kDa

Envio