

Anticorpo Monoclonal Anti-Vps11 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H270

Número do item: CM0003904

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra VPS11, validado para aplicações de Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta VPS11 humano e de camundongo, um componente central dos complexos HOPS/CORVET no tráfego endossomal e autofagia. Ideal para pesquisa em IVD e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VPS11 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	END1, PEP5, HLD12, RNF108, hVPS11, DYT32, VPS11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55823
ID do Gene	55823
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da VPS11 humana (Q9H270).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H270
Peso da Proteína	108kDa
Envio	Saco de gelo