

Anticorpo Policloal Anti-Vps13A Para Wb E Elisa - Q96RI7

Número do item: CM0019986

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à VPS13A humana (coreína), uma proteína de transferência de lipídios em sítios de contato entre organelas. Validado para WB e ELISA em amostras humanas, com peso molecular de 360 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VPS13A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CHAC; BLTP5A; CHOREIN; VPS13A
Espécie	Humana
GeneID	23230 (Humana)
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 350-600 da VPS13A humana (NP_150648.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q96RL7
Peso da Proteína	360kDa
Envio	Saco de gelo