

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vps16 Para Wb E Elisa - Q9H269

Número do item: CM0020319



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra VPS16, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para estudar tráfego endossomal, autofagia e distúrbios lisossomais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VPS16 Coelho pAb
Observações/Apelido	DYT30; hVPS16; VPS16
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64601
GeneID	64601
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 540-839 do VPS16 humano (NP_072097.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9H269
Peso Proteico	95kDa
Envio	Saco de Gelo