

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Vps18 Para Wb E Elisa - Q9P253

Número do item: CM0003210

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao VPS18 humano, validado para Western blot e ELISA. Adequado para pesquisa sobre tráfego endossomal, autofagia e função lisossomal. Reatividade de espécie: humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VPS18 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PEP3; VPS18
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57617
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do VPS18 humano (Q9P253)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9P253
Peso Proteico	110 kDa
Transporte	Saco de Gelo