

Anticorpo Policlonal Anti-Vps18 De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9P253

Número do item: CM0023508

introdução

Anticorpo Policlonal VPS18 de Coelho validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Tem como alvo a proteína 18 associada ao classificação de proteínas vacuolares, um componente do HOPS/CORVET no tráfego lisossomal. Ideal para pesquisas sobre autofagia e endocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VPS18 pAb Coelho
Observações/Apelido	PEP3; VPS18
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57617
ID do Gene	57617
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético de VPS18 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P253
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Saco com gelo