


Anticorpo Monoclonal Anti-Vps24 Para Wb - Q9Y3E7

Número do item: CM0002997



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra VPS24 humano (CHMP3), validado para WB e ELISA. Detecta VPS24 de humano, camundongo e rato com peso molecular previsto de 25 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VPS24 mAb de coelho
Observações/Alias	NEDF; VPS24; CGI-149
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51652
GeneID	51652
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 65-220 da VPS24 humana (Q9Y3E7).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y3E7
Peso Molecular da Proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo