


Anti-Vps25 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Brg1

Número do item: CM0018127



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra VPS25 humano (subunidade ESCRT-II), validado em WB, IF/ICC, ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar classificação endossômica e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VPS25 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DERP9; EAP20; FAP20; VPS25
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84313
GeneID	84313
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-176 do VPS25 humano (NP_115729.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BRG1
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo