


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vps26A Para Wb, If/Icc, Elisa - O75436

Número do item: CM0015666



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-VPS26A validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece a VPS26A humana, de camundongo e de rato, um componente essencial do retromero para a triagem e reciclagem de cargas endossomais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	VPS26A Rabbit pAb
Observações/alias	HB58; PEP8A; VPS26; Hbeta58; VPS26A
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	9559
ID do gene	9559
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 256-327 da VPS26A humana (NP_004887.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	O75436
Peso da proteína	38 kDa
Envio	Bolsa de gelo