


Anticorpo Policlonal Anti-Vps28 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uk41

Número do item: CM0027422



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao VPS28 humano, validado para Western blot, imunofluorescência/imunocitoquímica e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa do complexo ESCRT-I e tráfego vesicular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	VPS28 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	VPS28
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51160
GeneID	51160
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-221 do VPS28 humano (NP_057292.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UK41
Peso Proteico	25kDa
Envio	Em bolsa de gelo