


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Vps28 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uk41

Número do item: CM0003742



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-VPS28 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece VPS28 humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudar o complexo ESCRT-I no tráfego endossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VPS28 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	VPS28; Subunidade do complexo ESCRT-I
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51160
GeneID	51160
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 122-221 do VPS28 humano (Q9UK41).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UK41
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de gelo