


Anticorpo Policlonar Anti-Vps29 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubq0

Número do item: CM0015670



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado a VPS29 humano (SWISS: Q9UBQ0) para aplicações WB, IF/ICC, ELISA. Validado para humano, camundongo e rato. Está envolvido na reciclagem endossomal e no complexo retromer. Ideal para o estudo de complexos retromer e retriever, classificação de cargas e transcitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VPS29 Rabbit pAb
Observações/Alias	DC7; DC15; PEP11; VPS29
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51699
GeneID	51699
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-186 de VPS29 humano (NP_476528.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBQ0
Peso Proteico	21kDa
Envio	Bolsa de gelo