

Anticorpo Policlonal Anti-Vps33B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H267

Número do item: CM0028872

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao VPS33B humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com Humano e Camundongo. Útil para estudar o tráfego endossomal e a polaridade celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VPS33B Rabbit pAb
Observações/Apelido	KDIDAR; PFIC12; VPS33B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26276
GeneID	26276
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 348-617 do VPS33B humano (NP_061138.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H267
Peso Proteico	71kDa
Envio	Em bolsa de gelo