


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Vps35 Para Wb, Elisa - Q96Qk1

Número do item: CM0012788



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra VPS35 humano, validado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com VPS35 humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre o complexo retromer e a triagem endossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-VPS35
Observações/Apelido	MEM3; PARK17; VPS35
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	55737
GeneID	55737
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 da VPS35 humana (Q96QK1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q96QK1
Peso da Proteína	92 kDa
Envio	Bolsa de gelo