


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Vps35 Para Wb, Elisa - Q96Qk1

Número do item: CM0027992



introdução

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-VPS35 validado para WB e ELISA. Tem como alvo a VPS35 humana e murina (92 kDa, UniProt Q96QK1). Uma subunidade central do complexo retromero, essencial para a organização de carga endossomal e associada à doença de Parkinson. Adequado para pesquisa de tráfego intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VPS35 Coelho pAb
Observações/Alias	MEM3, PARK17, VPS35
Espécie	Humano
ID do Gene	55737
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da VPS35 humana (NP_060676.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96QK1
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Bolsa de gelo