


Anticorpo Policlonal Anti-Vps37A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nez2

Número do item: CM0025488



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho VPS37A validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com VPS37A humano, de camundongo e de rato, uma subunidade do complexo ESCRT-I envolvida na classificação endossômica e ligada ao câncer de fígado. Ideal para pesquisas de tráfego e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	VPS37A pAb Coelho
Observações/Apelido	HCRP1; PQBP2; SPG53; VPS37A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	137492
ID do Gene	137492
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 224-397 do VPS37A humano (NP_689628.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NEZ2
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco com gelo