


Anticorpo Policlonal Anti-Vps37B Para Wb, Elisa - Q9H9H4

Número do item: CM0018888



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o VPS37B humano, validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre o complexo ESCRT-I e classificação endossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	VPS37B pAb de Coelho
Observações/Apelido	VPS37B
Espécie	Humano
GeneID (humano)	79720
GeneID	79720
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-170 do VPS37B humano (NP_078943.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H9H4
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo