


Anticorpo Policlonal Anti-Vps39 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Jc1

Número do item: CM0018356



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao VPS39 humano. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos sobre tráfego vesicular, autofagia e sinalização de TGF-beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	VPS39 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TLP; VAM6; hVam6p; VPS39
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23339
GeneID	23339
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 606-875 do VPS39 humano (NP_056104.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96JC1
Peso Proteico	102kDa
Envio	Em saco de gelo