

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vps4A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Un37

Número do item: CM0025188



introdução

Anticorpo Policlonal (pAb) de Coelho anti-VPS4A validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta VPS4A humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de tráfego endossômico, citocinese e brotamento viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VPS4A Rabbit pAb
Observações/Alias	SKD1, SKD2, VPS4, SKD1A, CIMDAG, VPS4-1, VPS4A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	27183
GeneID	27183
Imunógeno	Peptídeo sintético / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 da VPS4A humana (NP_037377.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UN37
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo