

Anticorpo Policlonal Anti-Vps54 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9P1Q0

Número do item: CM0016337

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-VPS54 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta VPS54 humano e de rato. Adequado para estudar transporte retrógrado, função do complexo GARP e pesquisa de antígenos tumorais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VPS54 Coelho pAb
Observações/Alias	WR; HCC8; SLP-8p; VPS54L; hVps54L; PPP1R164; VPS54
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51542
GeneID	51542
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 420-720 do VPS54 humano (NP_001005739.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9P1Q0
Peso Proteico	111kDa
Envio	Saco de gelo