

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vsig1 Para Wb, Elisa - Q86Xk7

Número do item: CM0014210

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao VSIG1/GPA34 humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de tecidos cancerígenos e gastrointestinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VSIG1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GPA34; dj889N15.1; 1700062D20Rik; VSIG1
Espécie	Humano
GeneID	340547
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-230 do VSIG1 humano (NP_872413.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86XK7
Peso da Proteína	42 kDa
Envio	Em saco de gelo