

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Vsnl1/Vilip-1 Para Wb, Elisa - P62760

Número do item: CM0006468

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra VSNL1/VILIP-1 humano (proteína 1 semelhante à visinina), validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo da sinalização dependente de cálcio, da neurodegeneração e de biomarcadores da doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	mAb de Coelho VSNL1/VILIP-1
Observações/Apelidos	HLP3, VILIP, HPCAL3, HUVISL1, VILIP-1, VSNL1/VILIP-1
Espécie	Humano
GeneID	7447
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-191 de VSNL1/VILIP-1 humano (NP_003376.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62760
Peso da Proteína	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo