

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Vsnl1/Vilip-1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62760

Número do item: CM0007595

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra VSNL1/VILIP-1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Detecta uma banda de 22 kDa. Útil em pesquisas em neurociência e doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra VSNL1/VILIP-1
Observações/Apelidos	HLP3; VILIP; HPCAL3; HUVISL1; VILIP-1; VSNL1/VILIP-1
Espécie	Humano
GeneID	7447
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-191 de VSNL1/VILIP-1 humano (NP_003376.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P62760
Peso da proteína	22 kDa
Transporte	Gelo em bolsa