

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vti1A Para Wb, Elisa - Q96Aj9

Número do item: CM0029417

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra VTI1A humano para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de transporte de vesículas, SNARE e tráfego de Golgi. - Q96AJ9

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VTI1A pAb de Coelho
Observações/Apelido	MMD53; MVti1; VTI1RP2; Vti1-rp2; VTI1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	143187
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do VTI1A humano (NP_660207.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96AJ9
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo