


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vti1B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ueu0

Número do item: CM0027521



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra VTI1B (VTI1L) humano, uma v-SNARE envolvida no tráfego endossomal para lisossomos. Adequado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos de fusão de membranas e entrega lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VTI1B Rabbit pAb
Observações/Apelido	VTI1; VTI2; VTI1L; v-SNARE; vti1-rp1; VTI1-LIKE; VTI1B
Espécie	Humano
GeneID	10490
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do VTI1B humano (NP_006361.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UEU0
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco de gelo