

Anticorpo Policlonal Anti-Vwc2L Para Wb E Elisa - Q505H4

Número do item: CM0023001

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao VWC2L de camundongo (Brorin-like), validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Útil para estudos sobre neurogênese e mineralização óssea. Peso molecular previsto de 25 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VWC2L pAb de Coelho
Observações/Apelido	Brl; A830006F12Rik; VWC2L
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	402117
ID do Gene	320460
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-50 do VWC2L de camundongo (NP_796138.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q505H4
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco com gelo