


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Wapl Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z5K2

Número do item: CM0009092



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra WAPL humano, validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com proteínas humanas e de camundongo. Ideal para o estudo da coesão das cromátides-irmãs e da mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WAPL Rabbit mAb
Observações/Apelido	FOE, WAPAL, KIAA0261, WAPL
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	23063
GeneID	23063
Imunógeno	Peptídeo Sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da WAPL humana (Q7Z5K2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q7Z5K2
Peso da Proteína	133 kDa
Envio	Em bolsa de gelo