

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Wasp Para Wb, Elisa - P42768

Número do item: CM0016949



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-WASP de alta qualidade (P42768) para aplicações de Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas; tem como alvo o fator promotor da nucleação do actina WAS para pesquisas de citoesqueleto e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WASP Rabbit pAb
Observações/Alias	THC, IMD2, SCNX, THC1, WASP, WASPA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7454
GeneID	7454
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-250 da WASP humana (NP_000368.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P42768
Peso da Proteína	53kDa
Transporte	Bolsa de gelo