

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Wave2/Wasf2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6W5

Número do item: CM0003195



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade específico para WAVE2/WASF2 humano (membro 2 da família de proteínas da síndrome de Wiskott-Aldrich), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de dinâmica da actina e lamellipódios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho WAVE2/WASF2
Observações/Apêndice	IMD2; SCAR2; WASF4; WAVE2; dj393P12.2; WAVE2/WASF2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10163
ID do Gene	10163
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 399-498 do WAVE2/WASF2 humano (Q9Y6W5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6W5
Peso Proteico	54kDa
Envio	Em saco de gelo