


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Wbp11 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y2W2

Número do item: CM0018754



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína humana WBP11 (proteína de ligação ao domínio WW 11) para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de mecanismos de splicing.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb Coelho WBP11
Observações/Apelido	BUG13; FAP90; NPWBP; SIPP1; VCTRL; CFAP90; VCTERL; WBP-11; PPP1R165; WBP11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51729
ID do Gene	51729
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2W2
Peso Proteico	70kDa
Envio	Em bolsa de gelo