

## Anti-Wbp2NL Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb - Q6lcg8

Número do item: CM0022564

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-WBP2NL para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta WBP2NL (PAWP) de 32 kDa, envolvido na fertilização e meiose. Q6ICG8.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | WBP2NL pAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Apelido | PAWP; GRAMD7; WBP2NL                                                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 164684                                                                                                                     |
| GeneID              | 164684                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do WBP2NL humano (NP_689826.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                                                                                           |
| SWISS               | Q6ICG8                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 32kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                               |