


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Wbp4 Para Wb, Elisa - 075554

Número do item: CM0021666



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra WBP4 humano (FBP21), validado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com rato. Ideal para estudar o splicing do pré-mRNA e a função do spliceossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WBP4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FBP21; WBP4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11193
ID do Gene	11193
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-376 de WBP4 humano (NP_009118.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	075554
Peso da Proteína	43 kDa
Envio	Bolsa de gelo