


Anticorpo Policlonal Anti-Wbscr22 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43709

Número do item: CM0030505



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao WBSR22 humano (rRNA metiltransferase), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta WBSR22 humano e de rato (~32kDa). Adequado para estudos de biogênese do ribossomo e regulação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WBSR22 Coelho pAb
Observações/Alíase	WBMT; MERM1; PP3381; HUSSY-3; WBSR22; HASJ4442
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	114049
GeneID	114049
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-281 do WBSR22 humano (NP_059998.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O43709
Peso Proteico	32kDa
Envio	Em saco de gelo