

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Wbscr27 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N6F8

Número do item: CM0023976

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a WBSR27 (METTL27). Adequado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade em humano, camundongo e rato. Investigue seus papéis na síndrome de Williams-Beuren e nas vias de metilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WBSR27 Coelho pAb
Observações/Apelido	WBSR27
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	155368
GeneID	155368
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-245 do WBSR27 humano (NP_689772.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N6F8
Peso Proteico	27kDa
Envio	Bolsa de gelo