

Anticorpo Policlonais Anti-Wdfy4 Para Wb, Elisa - Q6Zs81

Número do item: CM0028235

introdução

Anticorpo policlonais de coelho contra WDFY4 humano, adequado para WB e ELISA. Alvo a proteína 4 contendo repetições WD e domínio FYVE, fundamental para a apresentação cruzada de células dendríticas e autofagia de linfócitos B. Validado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WDFY4 pAb de coelho
Observações/Apelido	C10orf64; WDFY4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57705
GeneID	57705
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 de WDFY4 humano (NP_065996.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6ZS81
Peso da Proteína	354kDa
Envio	Saco de gelo