


Anticorpo Policlonal Anti-Wdhd1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075717

Número do item: CM0013472



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-WDHD1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece o WDHD1 humano e de rato (126 kDa), um fator central do replissomo ideal para pesquisas de replicação de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WDHD1 pAb Coelho
Observações/Apelido	AND1; CTF4; AND-1; CHTF4; WDHD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11169
GeneID	11169
Imunógeno	Proteína Recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	075717
Peso da Proteína	126kDa
Envio	Saco de gelo