

Anticorpo Policlonal Anti-Wdr1 Para Wb E Elisa - 075083

Número do item: CM0015758



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra WDR1 humano, validado para aplicações em WB e ELISA. Detecta WDR1 endógeno (66 kDa) em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de dinâmica do citoesqueleto de actina e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WDR1 Rabbit pAb
Observações/Alias	AIP1; PFITS; NORI-1; HEL-S-52; WDR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9948
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-500 do WDR1 humano (NP_059830.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75083
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Bolsa de gelo