

Anticorpo Policlonal Anti-Wdr11 Para Wb, Elisa - Q9Bzh6

Número do item: CM0018389



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-WDR11 validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo a proteína 11 contendo repetições WD humana, envolvida na sinalização Hedgehog e na ciliogênese. Adequado para pesquisas em biologia do desenvolvimento e mecanismos de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	WDR11 Rabbit pAb
Observações/alias	DR11, HH14, SRI1, BRWD2, WDR15, WDR11
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	55717
ID do gene	55717
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 975-1224 da WDR11 humana (NP_060587.8)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q9BZH6
Peso da proteína	137 kDa
Envio	Bolsa de gelo