


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Wdr12 Para Wb E Elisa - Q9GZL7

Número do item: CM0017996



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra WDR12 humano (YTM1), validado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa de biogênese de ribossomos; detecta uma banda de ~48 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para WDR12
Observações/Apelido	YTM1; WDR12
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	55759
ID do Gene	55759
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do WDR12 humano (NP_060726.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9GZL7
Peso Molecular da Proteína	48kDa
Transporte	Saco de Gelo