


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Wdr4 Para Wb, Ihc-P, Chip, Elisa - P57081

Número do item: CM0003391



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra WDR4 humano (P57081), validado para WB, IHC-P, ChIP e ELISA. Tem como alvo a subunidade não catalítica do complexo metiltransferase METTL1 envolvido na modificação de tRNA/mRNA. Reage cruzadamente com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WDR4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	hWH, Wuho, MIGSB, TRM82, GAMOS6, TRMT82, WDR4
Espécie	Humano
ID do Gene	10785
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do WDR4 humano (P57081).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P57081
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo