

Anticorpo Policlonal Anti-Wdr45 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y484

Número do item: CM0026363



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a WDR45, uma proteína chave da autofagia envolvida na formação de autofagossomos. Adequado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de autofagia e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WDR45 Rabbit pAb
Observações/Apelido	JM5; NBIA4; NBIA5; WDRX1; WIPI4; WIPI-4; WDR45
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11152
ID do Gene	11152
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-148 da WDR45 humana (NP_001025067.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y484
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo