

Anticorpo Policlonal Anti-Wdr46 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15213

Número do item: CM0021692



introdução

Anticorpo Policlonal Coelho WDR46 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com Humano, Rato, Rato. Tem como alvo a proteína de andaime nucleolar envolvida na biogênese ribossômica. UniProt: O15213.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb Coelho WDR46
Observações/Apelido	UTP7; BING4; FP221; C6orf11; WDR46
Espécie	Humano
ID do Gene	9277
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 421-610 do WDR46 humano (NP_005443.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O15213
Peso Proteico	68kDa
Envio	Saco de Gelo