


Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Wdr48 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Taf3

Número do item: CM0024744



introdução

Anticorpo policloonal de coelho direcionado a WDR48, regulador de complexos desubiquitinação e reparo de DNA. Adequado para WB, IHC-P, ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Permite a pesquisa da via da ubiquitina e do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WDR48 pAb de Coelho
Observações/Alias	P80; UAF1; Bun62; SPG60; WDR48
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	57599
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TAF3
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Bolsa de gelo