

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Wdr5 Para Wb, Elisa - P61964

Número do item: CM0012242



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao WDR5 humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Ideal para aplicações de pesquisa epigenética e transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho WDR5
Observações/Apêndice	BIG3; SWD3; BIG-3; CFAP89; WDR5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11091
ID do Gene	11091
Imunogênio	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 235-334 do WDR5 humano (NP_060058.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P61964
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo